

SUPPORT MURAL POUR MONITEUR SPENGLER 4VS



Ref. 551611

Un support mural discret et solide pour garder le moniteur Spengler 4VS toujours accessible.

Description

Ce support mural est conçu pour accueillir le moniteur Spengler 4VS en toute sécurité. Il permet une installation fixe, optimisant l'espace de travail tout en facilitant l'accès au dispositif lors des examens médicaux.

Caractéristiques

Marquage CE	AUCUN	Dispositif Médical	Non
Code barre	3661040213835	Code douanier	85049099
Pays	Chine		
MESURES			
Unité emballée / Largeur (cm)	nc	Unité emballée / Hauteur (cm)	nc
Unité emballée / Longueur (cm)	nc	Unité emballée / Poids (kg)	3.58
Unité nue / Poids (kg)	3.58		
CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES			
Température mini	NA	Température maxi	NA
Humidité mini	NA	Humidité maxi	NA
AUTRES CARACTÉRISTIQUES			
Unité emballée / Quantité	1		