

CAPTEUR SPO2 PÉDIATRIQUE SILICONE POUR MONITEUR SPENGLER 4VS



Ref. 551635



CE
0537



Un capteur souple et précis pour surveiller l'oxygénation chez l'enfant avec le moniteur Spengler 4VS.

Description

Capteur SPO2 pédiatrique silicone pour moniteur de signes vitaux 4 VS de SPENGLER

31/10/2025 21:45:58 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

CAPTEUR SPO2 PÉDIATRIQUE SILICONE POUR MONITEUR SPENGLER 4VS



Ref. 551635

Caractéristiques

Marquage CE	CE0537	Dispositif Médical	Classe IIb
Code barre	3700446031220	Code douanier	90181990
Pays	Uruguay		
MESURES			
Unité emballée / Largeur (cm)	nc	Unité emballée / Hauteur (cm)	nc
Unité emballée / Longueur (cm)	nc	Unité emballée / Poids (kg)	0.083
CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES			
Température mini	-40	Température maxi	55
Humidité mini	5	Humidité maxi	95
AUTRES CARACTÉRISTIQUES			
Unité emballée / Quantité	1		

31/10/2025 21:45:58 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.