

**AMPOULE DE MIROIR 3.5 V (BOITIER)
(ANCIEN MODÈLE 570101) SPENGLER****Ref. 570105**

Éclairage constant et adapté pour vos examens avec les anciens modèles Spengler.

Description

Ampoule de 3,5V pour miroir de clar SPENGLER

Caractéristiques

Marquage CE	AUCUN	Dispositif Médical	Non
Code barre	3700446026936	Code douanier	901890800009.
Garantie (mois)	60	Pays	Chine

MESURES

Unité emballée / Largeur (cm)	nc	Unité emballée / Hauteur (cm)	nc
Unité emballée / Longueur (cm)	nc	Unité emballée / Poids (kg)	0.005

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES

Température mini	NA	Température maxi	NA
Humidité mini	NA	Humidité maxi	NA

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Unité emballée / Quantité	1
---------------------------	---