

TÊTE DE RECHANGE BLEU MYRTILLE POUR OTOSCOPE SMARTLED 5500



Ref. 570518B

Une tête de rechange fiable pour prolonger l'usage de votre otoscope Smartled 5500.

Caractéristiques

Marquage CE	AUCUN	Dispositif Médical	Non
Code barre	3700446041779	Code douanier	90189042
Pays	Pakistan		

MESURES

Unité emballée / Largeur (cm)	nc	Unité emballée / Hauteur (cm)	nc
Unité emballée / Longueur (cm)	nc	Unité emballée / Poids (kg)	0.046
Unité nue / Poids (kg)	0.046		

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES

Température mini	NA	Température maxi	NA
Humidité mini	NA	Humidité maxi	NA

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Unité emballée / Quantité	1
---------------------------	---