

TÊTE DE RECHANGE POUR OTOSCOPE SMARTLED 5500 SPENGLER

Ref. 570518



Une tête de rechange fiable pour prolonger l'usage de votre otoscope Smartled 5500.

Description

Tête de rechange pour otoscope SPENGLER SMARTLED 5500

31/10/2025 21:51:32 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

**TÊTE DE RECHANGE POUR OTOSCOPE
SMARTLED 5500 SPENGLER****Ref. 570518****Caractéristiques**

Marquage CE	AUCUN	Dispositif Médical	Non
Code barre	3700446026349	Code douanier	90189042
Pays	Pakistan		

MESURES

Unité emballée / Largeur (cm)	nc	Unité emballée / Hauteur (cm)	nc
Unité emballée / Longueur (cm)	nc	Unité emballée / Poids (kg)	0.046

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES

Température mini	NA	Température maxi	NA
Humidité mini	NA	Humidité maxi	NA

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Unité emballée / Quantité	1
---------------------------	---