

MEMBRANE POUR GRAND PAVILLON (STÉTHO TYPE RAPPAPORT) SPENGLER



Ref. 605930

Écoute claire et précise grâce à une membrane adaptée au pavillon type Rappaport SPENGLER

Description

Membrane pour grand pavillon du stéthoscope type Rappaport SPENGLER

Caractéristiques

Marquage CE	AUCUN	Dispositif Médical	Classe I
Code barre	3700446034757	Code douanier	90181990
Garantie (mois)	60	Pays	Chine

MESURES

Unité emballée / Largeur (cm)	nc	Unité emballée / Hauteur (cm)	nc
Unité emballée / Longueur (cm)	nc	Unité emballée / Poids (kg)	0.001

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES

Température mini	NA	Température maxi	NA
Humidité mini	NA	Humidité maxi	NA

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Unité emballée / Quantité	1
---------------------------	---