

**BAGUE DE SERRAGE POUR GRAND
PAVILLON (STÉTHO TYPE RAPPAPORT)
SPENGLER****Ref. 605940**

Maintien sécurisé et ajustement précis pour votre pavillon de stéthoscope Rappaport.

Description

bague de serrage pour grand pavillon du stéthoscope type rappaport SPENGLER

Caractéristiques

Marquage CE	AUCUN	Dispositif Médical	Classe I
Code barre	3700446034771	Code douanier	90181910
Garantie (mois)	60	Pays	Chine

MESURES

Unité emballée / Largeur (cm)	nc	Unité emballée / Hauteur (cm)	nc
Unité emballée / Longueur (cm)	nc	Unité emballée / Poids (kg)	0.01

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES

Température mini	NA	Température maxi	NA
Humidité mini	NA	Humidité maxi	NA

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Unité emballée / Quantité	1
---------------------------	---