

**BAGUE DE SERRAGE POUR PETIT
PAVILLON (STÉTHO TYPE RAPPAPORT)
SPENGLER****Ref. 605941**

Fixation précise et durable pour le petit pavillon de votre stéthoscope type Rappaport.

Description

bague de serrage pour petit pavillon du stéthoscope type rappaport SPENGLER

Caractéristiques

Marquage CE	AUCUN	Dispositif Médical	Classe I
Code barre	3700446034788	Code douanier	90181910
Garantie (mois)	60	Pays	Chine

MESURES

Unité emballée / Largeur (cm)	nc	Unité emballée / Hauteur (cm)	nc
Unité emballée / Longueur (cm)	nc	Unité emballée / Poids (kg)	0.006

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES

Température mini	NA	Température maxi	NA
Humidité mini	NA	Humidité maxi	NA

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Unité emballée / Quantité	1
---------------------------	---