

SONDE 5 MHZ POUR DOPPLER VASCULAIRE SPENGLER

Ref. 743311



CE
0123



Une sonde 5 MHz précise et ergonomique pour l'exploration vasculaire avec le Doppler Spengler.

Description

Sonde vasculaire 5 MHz pour doppler SPENGLER

31/10/2025 21:49:39 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

SONDE 5 MHZ POUR DOPPLER VASCULAIRE SPENGLER



Ref. 743311

Caractéristiques

Marquage CE	CE0123	Dispositif Médical	Classe IIa
Code barre	3700446008178	Code douanier	90181990
Garantie (mois)	12	Pays	Chine

MESURES

Unité emballée / Largeur (cm)	nc	Unité emballée / Hauteur (cm)	nc
Unité emballée / Longueur (cm)	nc	Unité emballée / Poids (kg)	0.145

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES

Température mini	-10	Température maxi	55
Humidité mini	5	Humidité maxi	93

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Unité emballée / Quantité	1
---------------------------	---