

PRISE SECTEUR POUR BILI BM-100A

Ref. [DDAPDB07](#)

Alimentation fiable pour garantir la disponibilité continue de votre bilirubinomètre BM-100A.

Description

La prise secteur pour le bilirubinomètre BM-100A (réf. DDAPDB07) permet de recharger l'appareil via son socle dédié. Elle assure une alimentation stable et sécurisée, indispensable pour les mesures répétées en néonatalogie. Produit non classé comme dispositif médical, marqué CE.

Caractéristiques

Marquage CE	AUCUN	Dispositif Médical	Non
Code barre	3661040220949	Code douanier	85444
Pays	Chine		

MESURES

Unité emballée / Largeur (cm)	nc	Unité emballée / Hauteur (cm)	nc
Unité emballée / Longueur (cm)	nc	Unité emballée / Poids (kg)	nc

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES

Température mini	NA	Température maxi	NA
Humidité mini	NA	Humidité maxi	NA

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Unité emballée / Quantité	1
---------------------------	---