

**EMBOUTS AURICULAIRES POUR IDEAL +,
SOUPLES, GM**Ref. DS8009_R

Embouts souples grand modèle pour une auscultation confortable et hygiénique avec l'IDEAL+.

Description

Disponible en rouge (DS8009_R) et vert (DS8009_V)

Caractéristiques

Marquage CE	AUCUN	Dispositif Médical	Non
Code barre	3661040073972	Code douanier	90181990
Garantie (mois)	12	Pays	Chine

MESURES

Unité emballée / Largeur (cm)	nc	Unité nue / Largeur (cm)	1
Unité emballée / Hauteur (cm)	nc	Unité nue / Hauteur (cm)	1
Unité emballée / Longueur (cm)	nc	Unité nue / Longueur (cm)	1
Unité emballée / Poids (kg)	0.004	Unité nue / Poids (kg)	0.006

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES

Température mini	NA	Température maxi	NA
Humidité mini	NA	Humidité maxi	NA

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Couleurs	Rouge	Unité emballée / Quantité	1
----------	-------	---------------------------	---