

Un brassard adulte fiable pour une mesure confortable et précise de la tension artérielle.

Description

Ce brassard SunTech adulte est conçu pour offrir une mesure précise de la pression artérielle tout en assurant un bon maintien et un confort optimal. Il s'adapte aux dispositifs compatibles pour une utilisation efficace en milieu médical.

Caractéristiques

Marquage CE	CE	Dispositif Médical	Classe I
Code barre	3700446012519	Code douanier	9018905040
Garantie (mois)	24	Pays	Chine

MESURES

Unité emballée / Largeur (cm)	nc	Unité emballée / Hauteur (cm)	nc
Unité emballée / Longueur (cm)	nc	Unité emballée / Poids (kg)	0.074

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES

Température mini	NA	Température maxi	NA
Humidité mini	NA	Humidité maxi	NA

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Unité emballée / Quantité	1
---------------------------	---