

**LOT DE 20 BRASSARDS SUNTECH  
MONOBLOC DOUBLE TUBULURE PATIENT  
UNIQUE NOURRISSON 8-13CM) -  
CONNECTEUR À VIS**

Ref. DSU231080

SUNTECH



CE



Brassards nourrisson à double tubulure pour une mesure précise et hygiénique en milieu pédiatrique.

## Description

Lot de 20 brassards Suntech "SOFT" à patient unique, orange.  
Double tubulure, Taille petit enfant 8-13cm, raccord à vis.

31/10/2025 21:38:04 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

**LOT DE 20 BRASSARDS SUNTECH  
MONOBLOC DOUBLE TUBULURE PATIENT  
UNIQUE NOURRISSON 8-13CM) -  
CONNECTEUR À VIS**

**SUNTECH**

Ref. DSU231080

## Caractéristiques

Marquage CE	CE	Dispositif Médical	Classe I
Code barre	3700446014490	Code douanier	9018905040
Pays	Chine		

### MESURES

Unité emballée / Largeur (cm)	nc	Unité emballée / Hauteur (cm)	nc
Unité emballée / Longueur (cm)	nc	Unité emballée / Poids (kg)	0.653

### CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES

Température mini	NA	Température maxi	NA
Humidité mini	NA	Humidité maxi	NA

### AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Unité emballée / Quantité	1
---------------------------	---