

**LOT DE 20 BRASSARDS SUNTECH
MONOBLOC DOUBLE TUBULURE PATIENT
UNIQUE ENFANT (12-19CM) - CONNECTEUR
À VIS**

SUNTECH

Ref. DSU231081



CE



Brassards pédiatriques à usage unique pour une mesure fiable et hygiénique en milieu clinique.

Description

Lot de 20 brassards Suntech "SOFT" à patient unique, vert.
Double tubulure, Taille enfant 12-19cm, raccord à vis.

31/10/2025 21:42:00 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

**LOT DE 20 BRASSARDS SUNTECH
MONOBLOC DOUBLE TUBULURE PATIENT
UNIQUE ENFANT (12-19CM) - CONNECTEUR
À VIS**

SUNTECH

Ref. DSU231081

Caractéristiques

Marquage CE	CE	Dispositif Médical	Classe I
Code barre	3700446014506	Code douanier	9018905040
Pays	Chine		

MESURES

Unité emballée / Largeur (cm)	nc	Unité emballée / Hauteur (cm)	nc
Unité emballée / Longueur (cm)	nc	Unité emballée / Poids (kg)	0.792

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES

Température mini	NA	Température maxi	NA
Humidité mini	NA	Humidité maxi	NA

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Unité emballée / Quantité	1
---------------------------	---

📅 31/10/2025 21:42:00 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.