

**LOT DE 20 BRASSARDS SUNTECH  
MONOBLOC PATIENT UNIQUE NÉONATAL  
N°2 (4-8CM)****SUNTECH****Ref. DSU231101**

Des brassards néonataux à usage unique pour une mesure douce et fiable dès les premiers jours.

## Description

Ce lot de 20 brassards SunTech monobloc Patient Unique, taille N°2 (4–8 cm), est spécialement conçu pour les nouveau-nés. Il garantit une mesure précise de la tension artérielle tout en réduisant les risques de contamination croisée, idéal pour les soins intensifs néonataux.

## Caractéristiques

Marquage CE	CE	Dispositif Médical	Classe I
Code barre	0120840935103421	Code douanier	9018905040
Pays	Chine		

### MESURES

Unité emballée / Largeur (cm)	13	Unité emballée / Hauteur (cm)	16
Unité emballée / Longueur (cm)	11	Unité emballée / Poids (kg)	0.25

### CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES

Température mini	NA	Température maxi	NA
Humidité mini	NA	Humidité maxi	NA

### AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Unité emballée / Quantité	1
---------------------------	---