

**LOT DE 20 BRASSARDS SUNTECH
MONOBLOC PATIENT UNIQUE NÉONATAL
N°5 (8-15CM)****SUNTECH****Ref. DSU231104**

Brassards néonataux à usage unique pour une prise de tension sécurisée et adaptée dès les premiers jours.

Description

Conçus pour les nouveau-nés, ces brassards à usage unique assurent une mesure précise de la tension artérielle tout en réduisant les risques de contamination croisée. Leur format monobloc garantit une mise en place rapide et sécurisée.

Caractéristiques

Marquage CE	CE	Dispositif Médical	Classe I
Code barre	3700446014575	Code douanier	9018905040
Pays	Chine		

MESURES

Unité emballée / Largeur (cm)	14	Unité emballée / Hauteur (cm)	11
Unité emballée / Longueur (cm)	31	Unité emballée / Poids (kg)	0.434

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES

Température mini	NA	Température maxi	NA
Humidité mini	NA	Humidité maxi	NA

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Unité emballée / Quantité	1
---------------------------	---