

LOT DE 5 BRASSARDS SUNTECH MONOBLOC RÉUTILISABLE ENFANT (12- 19CM) - CONNECTEUR BAYONET MÉTAL

Ref. [DSU231111](#)

SUNTECH



CE



**LOT DE 5 BRASSARDS SUNTECH
MONOBLOC RÉUTILISABLE ENFANT (12-
19CM) - CONNECTEUR BAYONET MÉTAL****SUNTECH****Ref. DSU231111**

Des brassards pédiatriques robustes et réutilisables pour une mesure fiable avec connecteur Bayonet métal.

Description

Brassard nylon réutilisable vendus en boîte de 5 unités.
Simple tubulure, raccord à bayonette 12-19cm.

Caractéristiques

Marquage CE	CE	Dispositif Médical	Classe I
Code barre	3661041008799	Code douanier	9018905040
Garantie (mois)	24	Pays	Chine

MESURES

Unité emballée / Largeur (cm)	9	Unité emballée / Hauteur (cm)	14
Unité emballée / Longueur (cm)	11	Unité emballée / Poids (kg)	0.25

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES

Température mini	NA	Température maxi	NA
Humidité mini	NA	Humidité maxi	NA

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Unité emballée / Quantité	1
---------------------------	---