

**SONDE TEMPÉRATURE ORALE AXILLAIRE  
POUR MODULE TEMP COVIDIEN FILAC3000****SUNTECH****Ref. DSU551463**

Mesure rapide et fiable de la température orale ou axillaire avec le module Filac 3000.

## Description

Cette sonde de température est compatible avec le module Covidien Filac 3000. Conçue pour les mesures orales ou axillaires, elle offre une lecture précise et rapide, idéale pour les environnements cliniques exigeants.

## Caractéristiques

Marquage CE	CE0413	Dispositif Médical	Classe IIa
Code barre	0120884521008134	Code douanier	9018.19.5500
Garantie (mois)	3	Pays	Chine

### MESURES

Unité emballée / Largeur (cm)	8	Unité emballée / Hauteur (cm)	5
Unité emballée / Longueur (cm)	15	Unité emballée / Poids (kg)	0.086

### CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES

Température mini	NA	Température maxi	NA
Humidité mini	NA	Humidité maxi	NA

### AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Unité emballée / Quantité	1
---------------------------	---