

**500 COUVRE-SONDES POUR MODULE  
TEMP CT40 ET CT50 SUNTECH****SUNTECH****Ref. DSU551467**

Protection hygiénique jetable pour des mesures de température sûres et conformes.

**Description**

25 boîtes de 20

**Caractéristiques**

Marquage CE	CE0413	Dispositif Médical	Classe I
Code barre	1088452116202	Code douanier	9018.19.5500
Pays	Chine		

**MESURES**

Unité emballée / Largeur (cm)	12	Unité emballée / Hauteur (cm)	10
Unité emballée / Longueur (cm)	29	Unité emballée / Poids (kg)	0.622

**CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES****AUTRES CARACTÉRISTIQUES**

Unité emballée / Quantité	1
---------------------------	---