

SUPPORT MURAL AVEC PANIER POUR STATION SUNTECH CT40

SUNTECH

Ref. DSU551513

Un support pratique pour garder la station SunTech CT40 à portée de main et bien organisée.

Description

Ce support mural avec panier permet de fixer solidement la station SunTech CT40 tout en offrant un espace de rangement pour les accessoires. Idéal pour optimiser l'espace et faciliter l'accès au matériel en environnement clinique.

Caractéristiques

Marquage CE	AUCUN	Dispositif Médical	Non
Code barre	3661040217702	Code douanier	9018199560
Garantie (mois)	24	Pays	Chine

MESURES

Unité emballée / Largeur (cm)	nc	Unité emballée / Hauteur (cm)	nc
Unité emballée / Longueur (cm)	nc	Unité emballée / Poids (kg)	nc

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES

Température mini	NA	Température maxi	NA
Humidité mini	NA	Humidité maxi	NA

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Unité emballée / Quantité	1
---------------------------	---