

CORDON SECTEUR EUROPE PRO VS CHECK

SUNTECH

Ref. DSU552760

Alimente en toute sécurité vos dispositifs VS Check avec une compatibilité secteur européenne.

Description

Pièce détachée pour garrots

Caractéristiques

Marquage CE	CE0413	Dispositif Médical	Classe I
Code barre	3700446033590	Code douanier	85049099
Garantie (mois)	3	Pays	Chine

MESURES

Unité emballée / Largeur (cm)	8	Unité emballée / Hauteur (cm)	4
Unité emballée / Longueur (cm)	222	Unité emballée / Poids (kg)	0.27

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES

Température mini	NA	Température maxi	NA
Humidité mini	NA	Humidité maxi	NA

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Unité emballée / Quantité	1
---------------------------	---