

STÉTHOSCOPE SPENGLER MAGISTER II DOUBLE PAVILLON

Ref. 507251



STÉTHOSCOPE SPENGLER MAGISTER II DOUBLE PAVILLON

Ref. 507251



Le Magister II est un stéthoscope professionnel très performant pour une auscultation polyvalente.

Description

HAUTE QUALITÉ ACOUSTIQUE

- Membrane flottante multifréquences
- Pression légère = écoute des basses fréquences (vasculaires et cardiaques)
- Pression ferme = écoute des hautes fréquences (pulmonaires)
- Tubulure simple avec un conduit haute performance
- Lyres en aluminium

CONFORT

- Bague antifroid
- Embouts auriculaires en silicone
- Nouveau design de lyres plus adapté à l'anatomie
- Indicateur de pavillon

Disponible en version Silver (507251), Black (507261), Myrtille (507262) et Corail (507252)

CONDITIONS DE STOCKAGE :

Pression atmosphérique : 700-1060 hPa

Température : -10° à 40° C

Humidité : 95% max

**STÉTHOSCOPE SPENGLER MAGISTER II
DOUBLE PAVILLON****Ref. 507251****Caractéristiques**

Marquage CE	CE	Dispositif Médical	Classe I
Code barre	3700446029968	Code douanier	90181990
Garantie (mois)	60		

MESURES

Unité emballée / Largeur (cm)	16	Unité emballée / Hauteur (cm)	4
Unité emballée / Longueur (cm)	32	Unité emballée / Poids (kg)	0.43

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES

Température mini	-10	Température maxi	40
Humidité mini	NA	Humidité maxi	95

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Couleurs	Gris	Unité emballée / Quantité	1
----------	------	---------------------------	---