

STÉTHOSCOPE SPENGLER MAGISTER II DOUBLE PAVILLON

Ref. 507261



STÉTHOSCOPE SPENGLER MAGISTER II DOUBLE PAVILLON

Ref. 507261



Le Magister II est un stéthoscope professionnel très performant pour une auscultation polyvalente.

Description

HAUTE QUALITÉ ACOUSTIQUE

- Membrane flottante multifréquences
- Pression légère = écoute des basses fréquences (vasculaires et cardiaques)
- Pression ferme = écoute des hautes fréquences (pulmonaires)
- Tubulure simple avec un conduit haute performance
- Lyres en aluminium

CONFORT

- Bague antifroid
- Embouts auriculaires en silicone
- Nouveau design de lyres plus adapté à l'anatomie
- Indicateur de pavillon

Disponible en version Silver (507251), Black (507261), Myrtille (507262) et Corail (507252)

CONDITIONS DE STOCKAGE :

Pression atmosphérique : 700-1060 hPa

Température : -10° à 40° C

Humidité : 95% max

STÉTHOSCOPE SPENGLER MAGISTER II DOUBLE PAVILLON



Ref. 507261

Caractéristiques

Marquage CE	CE	Dispositif Médical	Classe I
Code barre	3700446030292	Code douanier	90181990
Garantie (mois)	60		
MESURES			
Unité emballée / Largeur (cm)	nc	Unité emballée / Hauteur (cm)	nc
Unité emballée / Longueur (cm)	nc	Unité emballée / Poids (kg)	0.425
CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES			
Température mini	-10	Température maxi	40
Humidité mini	NA	Humidité maxi	95
AUTRES CARACTÉRISTIQUES			
Couleurs	Noir	Unité emballée / Quantité	1