

STÉTHOSCOPE SPENGLER MAGISTER II DOUBLE PAVILLON

Ref. 507262



CE



03/11/2025 22:35:27 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

STÉTHOSCOPE SPENGLER MAGISTER II DOUBLE PAVILLON

Ref. 507262



Le Magister II est un stéthoscope professionnel très performant pour une auscultation polyvalente.

Description

HAUTE QUALITÉ ACOUSTIQUE

- Membrane flottante multifréquences
- Pression légère = écoute des basses fréquences (vasculaires et cardiaques)
- Pression ferme = écoute des hautes fréquences (pulmonaires)
- Tubulure simple avec un conduit haute performance
- Lyres en aluminium

CONFORT

- Bague antifroid
- Embouts auriculaires en silicone
- Nouveau design de lyres plus adapté à l'anatomie
- Indicateur de pavillon

Disponible en version Silver (507251), Black (507261), Myrtille (507262) et Corail (507252)

CONDITIONS DE STOCKAGE :

Pression atmosphérique : 700-1060 hPa

Température : -10° à 40° C

Humidité : 95% max

**STÉTHOSCOPE SPENGLER MAGISTER II
DOUBLE PAVILLON****Ref. 507262****Caractéristiques**

Marquage CE	CE	Dispositif Médical	Classe I
Code barre	3700446042127	Code douanier	9018.90.20.00-9
Garantie (mois)	60		

MESURES

Unité emballée / Largeur (cm)	nc	Unité emballée / Hauteur (cm)	nc
Unité emballée / Longueur (cm)	nc	Unité emballée / Poids (kg)	0.425
Unité nue / Poids (kg)	0.105		

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES

Température mini	-10	Température maxi	40
Humidité mini	NA	Humidité maxi	95

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Couleurs	Myrtille	Unité emballée / Quantité	1
----------	----------	---------------------------	---