

TROCARD HYDROCÈLE, 11 CM, DIA.3.5 MM

Ref. IT11411



Caractéristiques

Marquage CE	CE	Dispositif Médical	Classe Ir
Code barre	3661040031682	Code douanier	90189084
Garantie (mois)	24	Pays	Pakistan

MESURES

Unité emballée / Largeur (cm)	6	Unité emballée / Hauteur (cm)	3
Unité emballée / Longueur (cm)	22	Unité emballée / Poids (kg)	0.039
Unité nue / Poids (kg)	0.039		

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES

Température mini	NA	Température maxi	NA
Humidité mini	NA	Humidité maxi	NA

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Unité emballée / Quantité	1
---------------------------	---