

## BRASSARD PNI IMMERGEABLE CLINIC®

Ref. BM101S



## BRASSARD PNI IMMERGEABLE CLINIC®

Ref. BM101S

Le brassard PNI immergeable tout confort!

### Description

Le brassard PNI CLINIC® confortable pour le patient.

- adapté à tous types de patients avec 6 tailles disponibles (5 brassards et un cuissard)
- fait en TPU, matière au contact agréable
- facile d'entretien: immergeable

Disponible en 5 tailles:

- BM101S taille nourrisson
- BM102S taille enfant
- BM103S taille petit adulte
- BM104S taille adulte
- BM105S taille large adulte

### SPENGLER MEDICAL S'ENGAGE DURABLEMENT!

Pour les brassards et cuissards CLINIC®, SPENGLER MEDICAL a remplacé l'emballage plastique par des enveloppes kraft certifiées FSC.

## BRASSARD PNI IMMERGEABLE CLINIC®

Ref. BM101S

### Caractéristiques

| Marquage CE     | CE            | Dispositif Médical | Classe I   |
|-----------------|---------------|--------------------|------------|
| Code barre      | 3700468215721 | Code douanier      | 9018901000 |
| Garantie (mois) | 12            |                    |            |

#### MESURES

|                                |    |                               |    |
|--------------------------------|----|-------------------------------|----|
| Unité emballée / Largeur (cm)  | nc | Unité emballée / Hauteur (cm) | nc |
| Unité emballée / Longueur (cm) | nc | Unité emballée / Poids (kg)   | nc |

#### CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES

|                  |    |                  |     |
|------------------|----|------------------|-----|
| Température mini | 10 | Température maxi | 70  |
| Humidité mini    | 10 | Humidité maxi    | 100 |

#### AUTRES CARACTÉRISTIQUES