

**BRASSARD CLINIC 1T/ADULTE (M)
(RACCORD BAYONET + CLAMP)****Ref. 337883****Description**

Brassard Clinic® avec clamp simple tubulure compatible Moniteurs Spengler 2V, 4VS, Suntech, Philips
Taille M
Livrée avec connecteur rectus bayonet DSP316163

Caractéristiques

Marquage CE	AUCUN	Dispositif Médical	Classe I
Code barre	3700446000172	Code douanier	9018901000
Garantie (mois)	6	Pays	France

MESURES

Unité emballée / Largeur (cm)	nc	Unité emballée / Hauteur (cm)	nc
Unité emballée / Longueur (cm)	nc	Unité emballée / Poids (kg)	0.125

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES

Température mini	NA	Température maxi	NA
Humidité mini	NA	Humidité maxi	NA

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Unité emballée / Quantité	1
---------------------------	---