

ASPIRATEUR CA-MI ASKIR C30 FS FLACON/ SACHET UU FLOVAC 2X2L CDE/PIED

Ref. BCASPI38

CA-MI



CE
0123

DISPOSITIF MEDICAL
CLASSE
IIa
MEDICAL DEVICE

GARANTIE
2 ANS
2
2 YEARS
GUARANTEE

Destiné à l'usage des professionnels.

Description

Aspirateur à mucosités Ca-mi Askir C30, sachets usage unique Flovac®, 2 x 2000 ml, Commande au pied

10/11/2025 21:06:01 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

ASPIRATEUR CA-MI ASKIR C30 FS FLACON/ SACHET UU FLOVAC 2X2L CDE/PIED

CA-MIRef. BCASPI38

-Commande au pied

Aspirateur chirurgical sur roulettes et mobile, destiné à drainer les liquides organiques et permettant de pratiquer des aspirations orales, nasales et trachéales chez les adultes et les enfants.

Destiné à une utilisation professionnelle et muni d'un puissant système d'aspiration pouvant drainer jusqu'à 40 l/min max, Askir C30 est muni de deux bocal de recueil et d'un système sur cinq roulettes le rendant facile à transporter.

- Système principal équipé d'un manomètre (bar & kPa) et d'un régulateur de vide
- Disponible en deux versions : Basic ou FS
- Accessoires pour la version Basic :

- Bocal de recueil des fluides muni d'une valve anti-reflux
- 8 x 14 Tuyaux Silicone (autoclavables) et connecteurs coniques ø 10-11-12 mm
- Filtre antibactérien & hydrophobe (patient unique)
- Cordon d'alimentation avec prise Schuko

- Accessoires pour la version FS :

- Bocal de recueil des fluides muni d'une valve anti-reflux
- 8 x 14 Tuyaux Silicone (autoclavables) et connecteurs coniques ø 10-11-12 mm
- Filtre antibactérien & hydrophobe (patient unique)
- Cordon d'alimentation avec prise Schuko
- Pédale

- Caractéristiques techniques :

- Moteur : Pompe à piston sans huile ne nécessitant aucun entretien
- Alimentation : 230V-50Hz
- Vide Maximum (Ajustable) : -0,80 Bar -80 kPa -600 mmHg

ASPIRATEUR CA-MI ASKIR C30 FS FLACON/ SACHET UU FLOVAC 2X2L CDE/PIED



Ref. BCASPI38

- Débit libre d'air max : 40 l/min
- Niveau Sonore : 61 dBA
- Poids : 6,2 kg
- Dimensions : 32 x 99 x 30 cm

Caractéristiques

| | | | |
|-----------------|---------------|--------------------|------------|
| Marquage CE | CE0123 | Dispositif Médical | Classe IIa |
| Code barre | 3661040139241 | Code douanier | 90189084 |
| Garantie (mois) | 24 | Pays | Italie |

MESURES

| | | | |
|--------------------------------|-----|-------------------------------|------|
| Unité emballée / Largeur (cm) | nc | Unité emballée / Hauteur (cm) | nc |
| Unité emballée / Longueur (cm) | nc | Unité emballée / Poids (kg) | 9.15 |
| Unité nue / Poids (kg) | 6.5 | | |

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES

| | | | |
|------------------|-----|------------------|----|
| Température mini | -20 | Température maxi | 45 |
| Humidité mini | NA | Humidité maxi | 85 |

AUTRES CARACTÉRISTIQUES