


PRÉSENTOIR DE 12 THERMOMÈTRES SPENGLER TEMPO 10 FLEX VERTS

Ref. SP1644P



CE
0123



PRÉSENTOIR DE 12 THERMOMÈTRES SPENGLER TEMPO 10 FLEX VERTS



Ref. SP1644P

Présentoir de 12 Thermomètres Spengler TEMPO 10 FLEX Verts

Description

Présentoir de 12 thermomètres TEMPO 10 FLEX

Le thermomètre TEMPO 10 FLEX est un thermomètre indiquant la température corporelle en 10 secondes et disposant d'un embout flexible:

- Alarme fièvre
- Arrêt automatique
- Résistant à l'eau
- Mémoire dernière mesure
- 2 coloris disponibles violet ou vert
- Livré avec : étui de rangement, pile bouton (1,5V).

Caractéristiques

Marquage CE	CE0123	Dispositif Médical	Classe IIa
Code barre	3700446027537	Code douanier	9025190090
Garantie (mois)	24	Pays	Chine

MESURES

Unité emballée / Largeur (cm)	11	Unité emballée / Hauteur (cm)	15
Unité emballée / Longueur (cm)	14	Unité emballée / Poids (kg)	0.624
Unité nue / Poids (kg)	0.12		

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES

Température mini	NA	Température maxi	NA
Humidité mini	NA	Humidité maxi	NA

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Unité emballée / Quantité	1
---------------------------	---