

SOCLE À ROULETTES POUR RÉVÉLATEUR DE VEINES V800F VEINCAS

Ref. DVILL800F02



CE



SOCLE À ROULETTES POUR RÉVÉLATEUR DE VEINES V800F VEINCAS

Ref. [DVILL800F02](#)

Optimisez votre visualisation veineuse avec le V800F et son socle à roulettes

Description

Le Socle à Roulettes est un support polyvalent conçu pour les dispositifs médicaux tels que le révélateur de veines VEINCAS V800F. Ce socle robuste permet une mobilité maximale grâce à ses roulettes, facilitant le déplacement et le positionnement de l'équipement dans différents environnements cliniques. Il offre une hauteur de châssis ajustable de 85 cm à 107 cm, une longueur de bras oscillant de 50 cm, et un angle d'ajustement de 55° à 140°, garantissant une grande flexibilité d'utilisation. La rotation à 360° permet un positionnement précis et facile, répondant ainsi aux exigences des professionnels de santé pour une utilisation optimale.

Caractéristiques

Marquage CE	CE	Dispositif Médical	Non
Code barre	3700446042394	Code douanier	9018908400
Garantie (mois)	12	Pays	Chine

MESURES

Unité emballée / Largeur (cm)	nc	Unité emballée / Hauteur (cm)	nc
Unité emballée / Longueur (cm)	nc	Unité emballée / Poids (kg)	nc

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES

Température mini	NA	Température maxi	NA
Humidité mini	NA	Humidité maxi	NA

AUTRES CARACTÉRISTIQUES