

CAPTEUR SPO2 SILICONE PÉDIATRIQUE POUR VITALIMATE MINI

Ref. [MONI010C](#)

Le capteur SpO2 en silicone du Vitalimate MINI

Description

Capteur en silicone pour le moniteur Vitalimate MINI de Spengler

- Taille pédiatrique
- longueur 1 m
- capteur à 6 broches

Existe aussi en taille adulte

Spengler propose aussi pour le Vitalimate MINI des capteurs rigides toutes tailles et un clip oreille.

Caractéristiques

Marquage CE	CE0123	Dispositif Médical	Classe IIb
Code barre	6948309002551	Code douanier	9018193090
Garantie (mois)	6	Pays	Chine

MESURES

Unité emballée / Largeur (cm)	nc	Unité emballée / Hauteur (cm)	nc
Unité emballée / Longueur (cm)	nc	Unité emballée / Poids (kg)	0.055
Unité nue / Poids (kg)	0.05		

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES

Température mini	-20	Température maxi	55
Humidité mini	10	Humidité maxi	93

AUTRES CARACTÉRISTIQUES