

## MARTEAU À RÉFLEXES BABINSKI SPENGLER, ADULTE, 25 CM

Ref. M05-320-250



**MARTEAU À RÉFLEXES BABINSKI  
SPENGLER, ADULTE, 25 CM****Ref. M05-320-250**

Marteau à réflexes BABINSKI Spengler - tête avec deux positions possibles

**Description**

- Manche avec pointe sur la vis
- Tête dévissable 2 positions
- Longueur 25 cm
- Existe en coloris bleu (M05-320-260), noir (M05-320-250) et rouge (M05-320-280)

**Caractéristiques**

|                 |               |                    |            |
|-----------------|---------------|--------------------|------------|
| Marquage CE     | CE            | Dispositif Médical | Classe I   |
| Code barre      | 3700446010652 | Code douanier      | 9018908400 |
| Garantie (mois) | 60            | Pays               | Pakistan   |

**MESURES**

|                                |       |                               |       |
|--------------------------------|-------|-------------------------------|-------|
| Unité emballée / Largeur (cm)  | nc    | Unité emballée / Hauteur (cm) | nc    |
| Unité emballée / Longueur (cm) | nc    | Unité nue / Longueur (cm)     | 25    |
| Unité emballée / Poids (kg)    | 0.089 | Unité nue / Poids (kg)        | 0.089 |

**CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES**

|                  |    |                  |    |
|------------------|----|------------------|----|
| Température mini | NA | Température maxi | NA |
| Humidité mini    | NA | Humidité maxi    | NA |

**AUTRES CARACTÉRISTIQUES**

|          |      |                           |   |
|----------|------|---------------------------|---|
| Couleurs | Noir | Unité emballée / Quantité | 1 |
|----------|------|---------------------------|---|