

BRASSARD MONOBLOC DROIT 1 POCHE VELCRO POUR GARROT DDM

Ref. GBDM102

DDM



CE

DISPOSITIF MEDICAL
CLASSE
I
MEDICAL DEVICE

GARANTIE
2
2 ANS
GUARANTEE



13/11/2025 21:51:19 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

**BRASSARD MONOBLOC DROIT 1 POCHE
VELCRO POUR GARROT DDM**

Ref. GBDM102



Les brassards monobloc à une poche, décontaminables pour garrot DDM

Description

Ces brassards monobloc en PU sont décontaminables. De forme droite avec une seule poche ils sont composés d'un ensemble monobloc avec un ruban pour sécuriser la fixation velcro.

Ils disposent d'un éventail de tailles identifiables par un code couleur sur la tubulure. (A: largeur de la poche; B: longueur de la poche, C longueur totale)

		A	B	C
• Brassard nourrisson	tubulure blanche	3.5	29	38
• Brassard enfant	tubulure rose	4.5	35	48
• Brassard petit adulte	tubulure parme	6	46	61
• Brassard adulte	tubulure bleu-ciel	8	46	67
• Brassard adulte L	tubulure turquoise	10	47	70

Les brassards ne sont pas stérilisables mais peuvent être nettoyés à sec ou immergés en veillant à maintenir le connecteur (sur la tubulure) hors de l'eau.

**BRASSARD MONOBLOC DROIT 1 POCHE
VELCRO POUR GARROT DDM**

Ref. GBDM102

**Caractéristiques**

Marquage CE	CE	Dispositif Médical	Classe I
Code barre	3700468207917	Code douanier	90189084
Garantie (mois)	24	Pays	France

MESURES

Unité emballée / Largeur (cm)	nc	Unité emballée / Hauteur (cm)	nc
Unité emballée / Longueur (cm)	nc	Unité emballée / Poids (kg)	nc

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES

Température mini	-10	Température maxi	40
Humidité mini	30	Humidité maxi	40

AUTRES CARACTÉRISTIQUES