

## TENSIOMÈTRE LIAN DESSILLONS - MULTI BRASSARDS CLINIC®

Ref. TI53000S



CE  
0459



14/11/2025 20:33:45 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

## TENSIOMÈTRE LIAN DESSILLONS - MULTI BRASSARDS CLINIC®



Ref. TI53000S

### Le tensiomètre made in France multi brassards CLINIC®

## Description

Le tensiomètre Lian Dessillons made in France, robustesse et précision !

Modèle multi brassards avec 3 tailles de brassards CLINIC®: petit adulte, adulte et adulte large.

- Le design arrondi facilite la prise en main, avec une molette en laiton ergonomique et esthétique, et un écran qui permet une lecture facile des informations.
- Son corps en aluminium, son boîtier en ABS et le "verre" incassable en polycarbonate en font un dispositif très résistant.
- Un mécanisme de précision horlogère offrant une précision graduée de 0 à 300 mmHg avec  $\pm 3$  mmHg sur toute la plage de mesure.
- Fabrication française. Mécanisme horloger allemand. Poire allemande.
- Les brassards CLINIC® avec poche sont très confortables et facilement décontaminables, idéals en milieu hospitalier..

Le Lian Dessillons CLINIC® est aussi disponible en format mono brassard sous 3 références :

- TI50003S : tensiomètre avec brassard taille petit adulte
- TI50004S : tensiomètre avec brassard taille adulte
- TI50005S : tensiomètre avec brassard taille adulte Large

Livré avec 3 brassards, une pochette de rangement deBoissy , un manuel d'utilisation.

### SPENGLER MEDICAL S'ENGAGE DURABLEMENT!

**Le Lian Dessillons est entièrement fabriqué en France, la notice est imprimée sur du papier recyclé, le carton d'emballage plus sobre provient d'un cartonnier local et est certifié SFC, le ruban bleu blanc rouge est fabriqué en France et pour les emballages des brassards , le plastique a été remplacé par une enveloppe kraft certifiée FSC**

## TENSIOMÈTRE LIAN DESSILLONS - MULTI BRASSARDS CLINIC®



Ref. TI53000S

### Caractéristiques

|                 |               |                    |          |
|-----------------|---------------|--------------------|----------|
| Marquage CE     | CE0459        | Dispositif Médical | Non      |
| Code barre      | 3700468215554 | Code douanier      | 90189010 |
| Garantie (mois) | 36            | Pays               | France   |

#### MESURES

|                                |    |                               |    |
|--------------------------------|----|-------------------------------|----|
| Unité emballée / Largeur (cm)  | 7  | Unité emballée / Hauteur (cm) | 25 |
| Unité emballée / Longueur (cm) | 16 | Unité emballée / Poids (kg)   | nc |

#### CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES

|                  |    |                  |     |
|------------------|----|------------------|-----|
| Température mini | 10 | Température maxi | 70  |
| Humidité mini    | 10 | Humidité maxi    | 100 |

#### AUTRES CARACTÉRISTIQUES