

MANOPOIRE SPENGLER LIAN METAL

Ref. 310045



Description

Manomètre pour tensiomètre manopoire Lian Metal de SPENGLER

17/11/2025 21:08:43 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

Caractéristiques

Marquage CE	AUCUN	Dispositif Médical	Classe Im (fonction mesurage)
Code barre	3700446000141	Code douanier	90189010
Garantie (mois)	60	Pays	Chine

MESURES

Unité emballée / Largeur (cm)	nc	Unité emballée / Hauteur (cm)	nc
Unité emballée / Longueur (cm)	nc	Unité emballée / Poids (kg)	0.38

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES

Température mini	-20	Température maxi	70
Humidité mini	20	Humidité maxi	85

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Unité emballée / Quantité	1
---------------------------	---