


LIAN NM BRASSARD VELCRO (L, M, S) SPENGLER

Ref. 520626



CE
0459



17/11/2025 21:21:51 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.



Tensiomètre ambidextre, d'une construction robuste conçu pour une utilisation intensive.

Description

[illegible]

>> ATTENTION :

Possible rupture dans certaines tailles, n'hésitez pas à consulter le service commercial pour les équivalences.

[illegible]

GRANDE PRÉCISION DES MESURES

- Simple tubulure avec connectique pas de vis pour adapter son brassard
- Mécanisme «horlogerie» haute précision

RÉSISTANT AUX CHOCS

- Boîtier en métal indéformable, anticorrosion
- Protège manomètre en mousse antichoc

CONFORT

- Ambidextre grâce au robinet de décompression central
- Poire grand volume pour un gonflage rapide
- Fermeture Velcro SPENGLER

BRASSARD

- Brassard en coton ou nylon, fermeture velcro
- Taille XS (10-15 cm), XS (15-22 cm), S (20-28 cm), M (26-34 cm), L (32-42 cm) ou XL (42-52 cm)
- Existe en gris, marine ou motifs
- Existe en version Clinic® pour prévention des contaminations croisées
- Livré avec une trousse de transport

Adulte (M), coton, velcro, marine : ref 520627

Adulte (M), coton, velcro, gris : ref 520621

Adulte (L), nylon, velcro, gris : ref 520620

Enfant/Petit adulte (S), coton, velcro, motifs : ref 520622

Multibrassards (L,M,S), velco : ref 520630

LIAN NM BRASSARD VELCRO (L, M, S) SPENGLER



Ref. 520626

Caractéristiques

Marquage CE	CE0459	Dispositif Médical	Classe Im (fonction mesurage)
Code barre	3700446042479	Code douanier	90189010
Garantie (mois)	36	Pays	France

MESURES

Unité emballée / Largeur (cm)	nc	Unité emballée / Hauteur (cm)	nc
Unité emballée / Longueur (cm)	nc	Unité emballée / Poids (kg)	0.617

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES

Température mini	-20	Température maxi	70
Humidité mini	85	Humidité maxi	85

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Unité emballée / Quantité	1
---------------------------	---