

BRASSARD POUR TENSIOMÈTRE ÉLECTRONIQUE NEOTENS® - SPENGLER

Ref. 527052



CE



17/11/2025 21:06:05 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

BRASSARD POUR TENSIOMÈTRE ÉLECTRONIQUE NEOTENS® - SPENGLER

Ref. 527052

Gamme de brassards pour tensiomètre électronique NEOTENS®

Description

Les brassards du tensiomètre NEOTENS® sont très confortables et existent en 3 tailles :

- Brassard adulte ML (22-42 cm) pour NEOTENS® - Référence : 527051
- Brassard enfant S (16-24 cm) pour NEOTENS® - Référence : 527050
- Brassard adulte XL (40-55 cm) pour NEOTENS® - Référence : 527052

Caractéristiques

Marquage CE	CE	Dispositif Médical	Classe I
Code barre	6976054540158	Code douanier	90262040
Pays	Chine		

MESURES

Unité emballée / Largeur (cm)	nc	Unité emballée / Hauteur (cm)	nc
Unité emballée / Longueur (cm)	nc	Unité emballée / Poids (kg)	nc

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES

Température mini	-25	Température maxi	60
Humidité mini	NA	Humidité maxi	90

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

17/11/2025 21:06:05 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.