



## VAQUEZ-LAUBRY NANO BRASSARD VELCRO NYLON (S À L) SPENGLER

Ref. 512200



CE  
0459



23/11/2025 11:07:19 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

## VAQUEZ-LAUBRY NANO BRASSARD VELCRO NYLON (S À L) SPENGLER

Ref. 512200



**Pour les professionnels de santé recherchant un instrument sans compromis entre praticité et précision.**

### Description

#### GRANDE PRÉCISION DES MESURES

- Double tubulure pour une montée en pression linéaire
- Mécanisme «horlogerie» haute précision

#### RÉSISTANT AUX CHOCS

- Grand cadran en ABS résistant aux chocs
- Protège manomètre en mousse antichoc

#### CONFORT

- Poire grand volume pour un gonflage rapide
- Fermeture Velcro Spengler, le parfait mix entre maintien et praticité

#### HAUT NIVEAU DE FINITION

- Support manomètre en croute de cuir

#### BRASSARD

- Brassard taille S (20-28 cm), M ou L, Velcro, Nylon Oxford, noir

Livré avec une trousse de rangement.

**VAQUEZ-LAUBRY NANO BRASSARD  
VELCRO NYLON (S À L) SPENGLER****Ref. 512200****Caractéristiques**

Marquage CE	CE0459	Dispositif Médical	Classe Im (fonction mesurage)
Code barre	3700446007263	Code douanier	90189010
Garantie (mois)	24	Pays	France

**MESURES**

Unité emballée / Largeur (cm)	14	Unité emballée / Hauteur (cm)	8
Unité emballée / Longueur (cm)	20	Unité emballée / Poids (kg)	0.8

**CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES**

Température mini	-20	Température maxi	70
Humidité mini	20	Humidité maxi	85

**AUTRES CARACTÉRISTIQUES**

Unité emballée / Quantité	1
---------------------------	---