


LIAN METAL BRASSARD VELCRO (XXS À XL) SPENGLER

Ref. 521317



CE
0459



23/11/2025 10:52:00 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

Spengler

Ref. 521317

Description

LIAN METAL BRASSARD VELCRO (XXS À XL) SPENGLER

Ref. [521317](#)



Caractéristiques

Marquage CE	CE0459	Dispositif Médical	Classe Im (fonction mesurage)
Code barre	3700446008857	Code douanier	90189010
Garantie (mois)	36	Pays	France

MESURES

Unité emballée / Largeur (cm)	nc	Unité emballée / Hauteur (cm)	nc
Unité emballée / Longueur (cm)	nc	Unité emballée / Poids (kg)	0.75

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES

Température mini	-20	Température maxi	70
Humidité mini	85	Humidité maxi	85

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Unité emballée / Quantité	1
---------------------------	---