

PÈSE-BÉBÉ ET ENFANT ÉLECTRONIQUE, ANDINE 3 - HOLTEX

Ref. EHANDI3



23/11/2025 10:52:37 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

PÈSE-BÉBÉ ET ENFANT ÉLECTRONIQUE, ANDINE 3 - HOLTEX



Ref. EHANDI3

Pèse-bébé et enfant 4 en 1 : idéal pour les pédiatres et généralistes

Description

Pèse-bébé et enfant qui permet de peser et mesurer les bébés avec un plateau amovible ou de peser et mesurer les jeunes enfants de 30 à 160 cm sans le plateau.

- 3 modes de pesée : mode classique, absorption de lait et poids maman + bébé
- Grande capacité jusqu'à 100 kg : pour peser maman + bébé
- Grande surface de plateau de pesée ergonomique résistante et optimisée pour peser les nourrissons (600(L) x 326(l) x 91(H) mm)
- 4 touches tactiles dont la fonction de maintien manuel (Hold)
- Hygiénique, facile à nettoyer, stable avec 4 pieds antidérapants en caoutchouc, facile à transporter (Sac de transport vendu séparément)
- Conversion d'unités possible en kg/lb et cm/ft
- Grand écran LCD (79 x 28 mm) avec rétro-éclairage bleu, facile à lire et qui pivote automatiquement à 180° lorsque le poids est supérieur à 20 kg pour une lecture pratique
- Alimentation : 3 piles AAA 1,5V (non fournies)
- Fonction auto On-Off pour l'économie d'énergie

Caractéristiques

Marquage CE	CE	Dispositif Médical	Non
Code barre	3661040216669	Code douanier	84231090
Garantie (mois)	12	Pays	Chine

MESURES

Unité emballée / Largeur (cm)	34	Unité emballée / Hauteur (cm)	16
Unité emballée / Longueur (cm)	63	Unité emballée / Poids (kg)	1.8
Unité nue / Poids (kg)	1.6		

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES

Température mini	NA	Température maxi	NA
Humidité mini	NA	Humidité maxi	NA

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Unité emballée / Quantité	1
---------------------------	---