

LAMPE LITESTICK SPENGLER

Ref. 570621



LAMPE LITESTICK SPENGLER

Ref. 570621



Lampe médicale stylo, conçue pour les examens cliniques de proximité.

Description

Cette lampe est conçue pour l'auscultation générale.

- Eclairage LED pour lumière froide, blanche et intense identique à la lumière naturelle
- Robuste, fabrication en aluminium
- Compacte et légère
- Bouton interrupteur
- Livrée avec 2 piles LR03 AAA

Caractéristiques

Marquage CE	CE	Dispositif Médical	Non
Code barre	3700446009861	Code douanier	9018908400
Garantie (mois)	24		

MESURES

Unité emballée / Largeur (cm)	5	Unité emballée / Hauteur (cm)	5
Unité emballée / Longueur (cm)	20	Unité emballée / Poids (kg)	0.046
Unité nue / Poids (kg)	0.015		

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES

Température mini	10	Température maxi	40
------------------	----	------------------	----

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Couleurs	Bleu	Unité emballée / Quantité	1
----------	------	---------------------------	---