

## CABLE PATIENT ECG TANGO

Ref. DSU230716

SUNTECH

Cable patient ECG Tango

## Description

Cable pour ECG pour le moniteur automatique Tango®

## Caractéristiques

Marquage CE	CE0413	Dispositif Médical	Classe IIa
Code barre	3700446012298	Code douanier	9018110000
Garantie (mois)	3	Pays	Chine

## MESURES

Unité emballée / Largeur (cm)	nc	Unité emballée / Hauteur (cm)	nc
Unité emballée / Longueur (cm)	nc	Unité emballée / Poids (kg)	0.217

## CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES

Température mini	NA	Température maxi	NA
Humidité mini	NA	Humidité maxi	NA

## AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Unité emballée / Quantité	1
---------------------------	---