

## TUNIQUE HOMME, BOUGAINVILLIER LYOCELL, HOLTEx

Ref. WMBOU07\_95



24/11/2025 21:38:52 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

**TUNIQUE HOMME, BOUGAINVILLIER  
LYOCELL, HOLTEX**

Ref. WMBOU07\_95



## La tunique médicale homme écoresponsable

### Description

- Tunique homme blanche à manches courtes,
- Ecoresponsable : 50% Lyocell (fibre d'eucalyptus) et 50% Polyester,
- Col officier,
- Sergé, 215 g/m2,
- 3 poches plaquées,
- Boutonnage par pression.
- Existe en :
  - Taille 0 (WMBOU07\_90)
  - Taille 1 (WMBOU07\_91)
  - Taille 2 (WMBOU07\_92)
  - Taille 3 (WMBOU07\_93)
  - Taille 4 (WMBOU07\_94)
  - Taille 5 (WMBOU07\_95)

La tunique médicale écologique et responsable Holtex apporte un confort et une solidité supplémentaires à une tunique classique en polycoton : qualité supérieure, une solidité accrue, entretien facile et une aisance maximale. Sa coupe est traditionnelle et moderne à la fois. Son col officier, ses manches courtes montées revers et ses 3 poches plaquées sont joliment finis avec un liseré blanc ce qui fait de cette tunique homme un vêtement très soigné.

Le lyocell est un matériau naturel, fabriqué à partir de pâte de bois d'eucalyptus.

- Doux, léger, confortable et légèrement élastique,
- Facile à entretenir, résistant aux plis, il ne peluche pas.
- Antibactérien, hypoallergénique, respirant, il absorbe l'humidité (jusqu'à 50% de plus que le coton) : il est idéal pour les peaux sensibles.
- Respectueux de l'environnement : la culture de l'eucalyptus nécessite beaucoup moins d'eau et de pesticides que le coton.

TUNIQUE HOMME, BOUGAINVILLIER  
LYOCELL, HOLTEX



Ref. WMBOU07\_95

## Caractéristiques

Marquage CE	AUCUN	Dispositif Médical	Non
Code barre	3661041009529	Code douanier	6211433100
Pays	Tunisie		

### MESURES

Unité emballée / Largeur (cm)	nc	Unité emballée / Hauteur (cm)	nc
Unité emballée / Longueur (cm)	nc	Unité emballée / Poids (kg)	nc

### CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES

Température mini	NA	Température maxi	NA
Humidité mini	NA	Humidité maxi	NA

### AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Blanchiment	Blanchissement interdit	Lavage	Lavage à 60°C
Modèle	Modèle homme	Nettoyage	Nettoyage à sec
Unité emballée / Quantité	1	Taille	Taille 5