

MARTEAU À RÉFLEXES TROMNER, ALUMINIUM - LUXAMED® - 23CM

Ref. M1.111.915

LUXAMED®



CE



**MARTEAU À RÉFLEXES TROMNER,
ALUMINIUM - LUXAMED® - 23CM****LUXAMED®****Ref. M1.111.915**

Marteaux à réflexe de Trömner | Grande taille

Description

Marteaux à réflexe en aluminium et laiton

- Répartition optimale du poids
- Avec aiguille de sonde neurologique
- Longueur : 23cm | poids : 245g
- Sans brosse pour des raisons d'hygiène

Disponible en blanc (M1.111.915) et noir (M1.111.112)

Caractéristiques

Marquage CE	CE	Dispositif Médical	Classe I
Code barre	04260381960317	Code douanier	90189084
Garantie (mois)	24	Pays	Allemagne

MESURES

Unité emballée / Largeur (cm)	nc	Unité emballée / Hauteur (cm)	nc
Unité emballée / Longueur (cm)	nc	Unité emballée / Poids (kg)	nc

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES

Température mini	-10	Température maxi	40
Humidité mini	10	Humidité maxi	90

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Couleurs	Blanc
----------	-------