

TROUSSE PETIT MODELE NYLON NOIR AVEC LOGO SPENGLER BLANC

Ref. 535020



Description

Trousse en nylon noir 18x13x6 cm à fermeture éclair® SPENGLER
Vendue vide

01/12/2025 21:41:10 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

**TROUSSE PETIT MODELE NYLON NOIR
AVEC LOGO SPENGLER BLANC****Ref. 535020****Caractéristiques**

Marquage CE	AUCUN	Dispositif Médical	Non
Code barre	3700446032395	Code douanier	90330000
Garantie (mois)	60	Pays	Chine

MESURES

Unité emballée / Largeur (cm)	nc	Unité emballée / Hauteur (cm)	nc
Unité emballée / Longueur (cm)	nc	Unité emballée / Poids (kg)	0.085

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES

Température mini	NA	Température maxi	NA
Humidité mini	NA	Humidité maxi	NA

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Unité emballée / Quantité	1
---------------------------	---