



## BOÎTE ALUMINIUM, COLORÉE

Ref. AC1773\_B



01/12/2025 21:28:36 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

**BOÎTE ALUMINIUM, COLORÉE**Ref. AC1773\_B**Pratique pour le rangement des instruments de chirurgie.****Description**

- Stérilisation à chaud ou à l'autoclave (134°-18 minutes)
- Ne pas laver dans un nettoyeur à ultrasons ni dans une machine à laver
- Attention : l'aluminium est incompatible avec certains produits de décontamination

Formats disponibles :

- 17 x 7 x 3 cm
- 18 x 9 x 3 cm
- 21 x 10 x 3 cm

Coloris disponibles :

- Azur (AC1893\_BC, AC1773\_BC, AC2113\_BC)
- Bleu (AC1773\_B, AC1893\_B, AC2113\_B)
- Doré (AC1773\_D, AC1893\_D, AC2113\_D)
- Rouge (AC1773\_R, AC1893\_R, AC2113\_R)
- Vert (AC1773\_V, AC1893\_V, AC2113\_V)

**Caractéristiques**

|                 |               |                    |          |
|-----------------|---------------|--------------------|----------|
| Marquage CE     | CE            | Dispositif Médical | Classe I |
| Code barre      | 3661040067346 | Code douanier      | 90184990 |
| Garantie (mois) | 12            | Pays               | France   |

**MESURES**

|                                |       |                               |       |
|--------------------------------|-------|-------------------------------|-------|
| Unité emballée / Largeur (cm)  | 7     | Unité emballée / Hauteur (cm) | 3     |
| Unité emballée / Longueur (cm) | 17    | Unité emballée / Poids (kg)   | 0.118 |
| Unité nue / Poids (kg)         | 0.118 |                               |       |

**CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES**

|                  |    |                  |    |
|------------------|----|------------------|----|
| Température mini | NA | Température maxi | NA |
| Humidité mini    | NA | Humidité maxi    | NA |

**AUTRES CARACTÉRISTIQUES**

|          |      |                   |               |
|----------|------|-------------------|---------------|
| Couleurs | Bleu | Dimensions Boîtes | 17 x 7 x 3 cm |
|----------|------|-------------------|---------------|