

LIAN NANO BRASSARD CLINIC (L, M, S) SPENGLER

Ref. 513270



CE
0459



LIAN NANO BRASSARD CLINIC (L, M, S) SPENGLER



Ref. 513270

Léger et robuste, le tensiomètre qui allie style et performance.

Description

Encore plus efficace et performant en version Clinic®.

Dans cette version, Lian® Nano conjugue l'ergonomie grâce à sa légèreté et sa prise en main facile et l'efficacité avec son brassard Clinic®, décontaminable par immersion.

Idéal pour les isollements septiques ou pour lutter contre les contaminations croisées.

GRANDE PRÉCISION DES MESURES

- Mécanisme «horlogerie» haute précision

CONFORT

- Léger
- Cuillère ergonomique pour une parfaite prise en main
- Grand cadran pour une lecture simplifiée
- Poire grand volume pour un gonflage rapide
- Fermeture Velcro Spengler, le parfait mix entre maintien et praticité

RÉSISTANT AUX CHOCS

- Boîtier en ABS résistant aux chocs

BRASSARD

- Brassard en Polymex, fermeture velcro
- Taille L (32-42 cm), M (26-34 cm) ou S (20-28 cm)
- Clinic®, jaune

LIAN NANO BRASSARD CLINIC (L, M, S)
SPENGLER



Ref. 513270

Caractéristiques

Marquage CE	CE0459	Dispositif Médical	Non
Code barre	3700446024741	Code douanier	90189010
Garantie (mois)	24	Pays	France

MESURES

Unité emballée / Largeur (cm)	nc	Unité emballée / Hauteur (cm)	nc
Unité emballée / Longueur (cm)	nc	Unité emballée / Poids (kg)	0.873

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES

Température mini	-20	Température maxi	70
Humidité mini	85	Humidité maxi	85

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Unité emballée / Quantité	1
---------------------------	---