

LIAN CLASSIC BRASSARD VELCRO COTON (XXS À L) SPENGLER

Ref. 519001



CE
0459



02/12/2025 21:07:27 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.



Spengler

Ref. 519001

L'unique tensiomètre manopaire doté de la technologie double tubulure lui conférant une précision et un confort d'utilisation rare.

Description

>> ATTENTION :

Possible rupture dans certaines tailles, n'hésitez pas à consulter le service commercial pour les équivalences.

TRÈS GRANDE PRÉCISION DES MESURES

- Double tubulure avec raccords rapides pour une montée en pression linéaire
- Mécanisme « horlogerie » haute précision

RÉSISTANT AUX CHOCS

- Résistant aux chocs, boîtier en métal indéformable
- Protège manomètre en mousse antichoc

CONFORT

- Poire grand volume pour un gonflage rapide
- Fermeture Velcro SPENGLER

BRASSARD

- Brassard en coton, fermeture velcro
- Taille XXS (10-15 cm), XS (15-22 cm), S (20-28 cm, ref : 519029), M (26-34 cm, ref 519012), ou L (32-42 cm), multibrassard (ref :519050)
- Existe en gris, marine, rouge ou motifs
- Livré avec une trousse de transport

**LIAN CLASSIC BRASSARD VELCRO COTON
(XXS À L) SPENGLER****Ref. 519001****Caractéristiques**

Marquage CE	CE0459	Dispositif Médical	Classe Im (fonction mesurage)
Code barre	3700446007225	Code douanier	90189010
Garantie (mois)	36	Pays	France

MESURES

Unité emballée / Largeur (cm)	nc	Unité emballée / Hauteur (cm)	nc
Unité emballée / Longueur (cm)	nc	Unité emballée / Poids (kg)	0.905

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES

Température mini	-20	Température maxi	70
Humidité mini	85	Humidité maxi	85

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Unité emballée / Quantité	1
---------------------------	---