


## LIAN CLASSIC BRASSARD VELCRO COTON (XXS À L) SPENGLER

Ref. 519029



CE  
0459



02/12/2025 22:02:58 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

 Spengler**Ref. 519029**

**L'unique tensiomètre manopaire doté de la technologie double tubulure lui conférant une précision et un confort d'utilisation rare.**

## Description

>> ATTENTION :

Possibles ruptures dans certaines tailles, n'hésitez pas à consulter le service commercial pour les équivalences.

## TRÈS GRANDE PRÉCISION DES MESURES

- Double tubulure avec raccords rapides pour une montée en pression linéaire
- Mécanisme « horlogerie » haute précision

## RÉSISTANT AUX CHOCS

- Résistant aux chocs, boîtier en métal indéformable
- Protège manomètre en mousse antichoc

## CONFORT

- Poire grand volume pour un gonflage rapide
- Fermeture Velcro SPENGLER

## BRASSARD

- Brassard en coton, fermeture velcro
- Taille XXS (10-15 cm), XS (15-22 cm), S (20-28 cm, ref : 519029), M (26-34 cm, ref 519012), ou L (32-42 cm), multibrassard (ref :519050)
- Existe en gris, marine, rouge ou motifs
- Livré avec une trousse de transport

## LIAN CLASSIC BRASSARD VELCRO COTON (XXS À L) SPENGLER

Ref. 519029



### Caractéristiques

Marquage CE	CE0459	Dispositif Médical	Classe Im (fonction mesurage)
Code barre	3700446008734	Code douanier	90189010
Garantie (mois)	36	Pays	France
MESURES			
Unité emballée / Largeur (cm)	nc	Unité emballée / Hauteur (cm)	nc
Unité emballée / Longueur (cm)	nc	Unité emballée / Poids (kg)	0.663
CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES			
Température mini	-20	Température maxi	70
Humidité mini	85	Humidité maxi	85
AUTRES CARACTÉRISTIQUES			
Unité emballée / Quantité	1		