

## BRASSARD GRIS (ML) (22-42CM) POUR TENSIONIC ET AUTOTENSIO SPENGLER

Ref. 527464



## Description

Brassard gris adulte (M/L) (22-42cm) pour tensiomètre électronique TENSIONIC et AUTOTENSIO de SPENGLER

02/12/2025 22:53:43 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

## BRASSARD GRIS (ML) (22-42CM) POUR TENSONIC ET AUTOTENSIO SPENGLER



Ref. 527464

### Caractéristiques

Marquage CE	CE	Dispositif Médical	Classe I
Code barre	3700446041908	Code douanier	90262040
Garantie (mois)	6	Pays	Chine

#### MESURES

Unité emballée / Largeur (cm)	nc	Unité emballée / Hauteur (cm)	nc
Unité emballée / Longueur (cm)	nc	Unité emballée / Poids (kg)	0.102

#### CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES

Température mini	NA	Température maxi	NA
Humidité mini	NA	Humidité maxi	NA

#### AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Unité emballée / Quantité	1
---------------------------	---